

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55
www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Poddebice, dn. 01.04.2019 r.

Wszyscy zainteresowani
postępowaniem

PCZ/ZP/25/2019

Dotyczy: „Usług wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i niemedycznego dla „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3330/5/2019

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Usługi wykonywania przeglądów sprzętu medycznego i niemedycznego dla „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 7 – uprzejmie prosimy o wydzielenie pakietu pozycji Bechtold Eltron 160 – diatermia co pozwoli na udział większej ilości wykonawców specjalizujących się w naprawie sprzętu endoskopowego i tym samym zwiększenie konkurencji. Brak wydzielenia tej pozycji powoduje możliwość złożenia oferty wyłącznie przez jednego przedstawiciela producenta na rynku polskim, co spowoduje otrzymanie wyłącznie jednej bardzo drogiej oferty.

Odpowiedź: Diatermia Bechtold Eltron 160 została wydzielona w Pakiecie nr 18 w związku z czym Zamawiający modyfikuje Pakiet nr 7 w następujący sposób:

PAKIET NR 7											
po modyfikacji											
Lp.	Przedmiot zamówienia	Producent	Rok produkcji	Jednostka miary	Ilość szt.	Częstotliwość przeglądów w na rok	Ilość przeglądów wszystkich urządzeń w okresie 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (kol.8 x kol. 9)	Stawka VAT %	Wartość brutto w zł (kol. 10 + kol. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zestaw do videogastroskopii:	Fujinon	2010	zestaw	1	1	2			23,00%	
	Monitor DR17	Neovo	2010								
	Procesor video EPX- 2500	Fujinon	2010								
	Videogastroskop EG- 530 FP	Fujinon	2016								
	Dudenoskop ED-530XT8	Fujinon	2010								
	wózek endoskopowy	Fujinon	2010								
	Tester szczelności	Fujinon	2010								
								Razem			

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 19 – prosimy o podanie numeru seryjnego diatermii GN300.

Odpowiedź: Numer seryjny diatermii: 002527.

Wiceprezes Zarządu

lek. med. Urszula Marjańska